

HOJA DE MEDIDAS



SMR: Sistema Modular Rectus CAD CAM

Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1
33428 – Llanera – Principado de Asturias
T:+34 985 79 48 00 F:+34 985 79 48 10

ORTOPEDIA

Nombre: _____
Técnico: _____ Fecha: _____
País: _____ Ciudad: _____
Teléfono: _____
e-mail: _____


DATOS DEL PACIENTE

Nombre: _____ Edad: _____
Apellidos: _____

Faja sacrolumbar estándar

El sistema modular RECTUS a medida, consta de un soporte lumbar o dorsal a medida, y de la faja RECTUS estándar. Véase el catálogo de ortesis estándar de Ortoibérica para seleccionar la talla más adecuada, según perímetro en cintura INDICAR TERMINACIÓN DE REFERENCIA:

Ref. X-1240-




Soporte Lumbar a medida

Perímetro en cintura

Longitud posterior de cintura a parte superior (1)

Longitud posterior de cintura a parte inferior (2)

Ancho ML en cintura (3)



Soporte Dorsal a medida


Ancho mediolateral en axilas

Longitud de axila a hombro (4)

Perímetro de hombro (5)

Longitud de cintura a axila (6)

Longitud de cintura a parte inferior del soporte (7)



Es imprescindible especificar todas las medidas, cubrir todos los campos y escribir la terminación de la referencia de la faja.