

HOJA DE MEDIDAS

TLSO Bivalvo *Rectus* a medida CAD-CAM



Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1
33428 – Llanera – Principado de Asturias
T:+34 985 79 48 00 F:+34 985 79 48 10

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: _____ Edad: _____
Apellidos: _____

DATOS DE MORFOLÓGICOS

Costillas prominentes SI NO
Abdomen Péndulo SI NO
Lordosis 0° 15°

ORTOPEDIA

Nombre: _____
Técnico: _____ Fecha: _____
País: _____ Ciudad: _____
Teléfono: _____ e-mail _____

CRUCETA ESTERNAL (ancho)

Talla S 17 cm
Talla M 21 cm
Talla L 24 cm

FORRO DE RECAMBIO

1 2


OBSERVACIONES

LONGITUD CINTURA A ÁNGULO INFERIOR DE ESCÁPULA




LONGITUD AXILA HOMBRO

CIRCULAR DEL HOMBRO A LA ALTURA DE LA AXILA



MEDIOLATERAL ANTEROPOSTERIOR CIRCULAR ALTURA

	MEDIOLATERAL	ANTEROPOSTERIOR	CIRCULAR	ALTURA
AXILAS				<input type="checkbox"/>
XIFOIDES				<input type="checkbox"/>
CINTURA				<input type="checkbox"/>
E.I.A.S.				<input type="checkbox"/>
TROCANTER				0



Es imprescindible adjuntar a esta hoja 4 fotos: 1) lateral izquierda, 2) lateral derecha, 3) anterior, 4) posterior