

HOJA DE MEDIDAS

Cifosis



Corsé Dinámico LYRA CAD-CAM

Parque Tecnológico de Asturias – Parcela 1
33428 – Llanera – Principado de Asturias
T:+34 985 79 48 00 F:+34 985 79 48 10

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: _____ Edad: _____
Apellidos: _____ Altura: _____ Peso: _____

DATOS DE MORFOLÓGICOS

Rigidez a la corrección de la antepulsión de hombros:
Sí No

Pectus Excavatum Carinatum


ORTOPEDIA

Nombre: _____
Técnico: _____ Fecha: _____
País: _____ Ciudad: _____
Teléfono: _____ e-mail: _____

CONCEPTOS FABRICACIÓN

1- Rectificado 4- Tex-Fashion.....
 2- Fresado 5- Recorte y pulido
 3- Termo-moldeo 6- Solapa
7- Abertura: delantera (estándar) trasera

LONGITUD CINTURA A ÁNGULO INFERIOR DE ESCÁPULA




CURVA

	Lado	Ápex	Vértebra	Grados
CervicoTorácica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Torácica	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ToracoLumbar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lumbar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cifosis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lordosis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

LONGITUD AXILA HOMBRO



CIRCULAR DEL HOMBRO A LA ALTURA DE LA AXILA



ALTURA CLAVÍCULA A NIVEL DE ESTERNÓN A TROCANTER

MEDIOLATERAL ANTEROPOSTERIOR CIRCULAR ALTURA

AXILAS



XIFOIDES





CINTURA



E.I.A.S.



TROCANTER



El pedido no se procesará sin - las mediciones requeridas todo el formulario cubierto . Ni sin una copia de la prescripción médica.
Adjuntar también cinco fotografías: 1) Lateral izquierda; 2) Lateral derecha; 3) Frontal; 4) Posterior; 5) Sagital y RX frontal